#### Univerza *v Ljubljani* Fakulteta *za matematiko in fizik*o



#### Oddelek za fiziko

## Določitev osnovnega naboja po Millikanu

Poročilo pri fizikalnem praktikumu IV

Kristofer Č. Povšič

Asistent: Jelena Vesić

### Uvod

Z Millikanovim poskusom opazujemo gibanje naelektrenih kapljic v gravitacijskem in električnem polju. Zaradi relativne enostavnosti je poskus dostopen tudi nam, študentom.

Poskus izvedemo na dva načina. Ko je vsota sil na kapljico 0 in se premika s konstantno hitrostjo, nanjo delujejo 3 sile; sila teže  $mg=\frac{4\pi}{3}r^3g$ , sila vzgona  $\frac{4\pi}{3}r^3\rho_{zr}g$  in Stokesova sila  $6\pi r\eta v$ , kjer je  $\rho_{zr}$  gostota zraka,  $\eta$  viskoznostni koeficient, ki je za zrak pri 23°C enak 18.3 $\mu Pas$ . Iz teh treh sil lahko izračunamo radij kapljice

$$r^2 = \frac{9\eta v}{2(\rho - \rho_{zr})g} \tag{1}$$

Ko je kapljica naelektrena in nosi mnogokratni osnovnega naboja  $ne_0$ , deluje nanjo v električnem polju ploščatega kondenzatorja z električno jakostjo E dodatna sila  $ne_0E$ . Dosežemo lahko, da kapljica miruje tako, da spremenimo velikost in smer električnega polja. Takrat velja sledeča enačba

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_{zr})g = ne_0E \tag{2}$$

kjer je U=dE napetost na kondenzatorju in d je razdalja med ploščama kondenzatorja. Z meritvijo hitrosti pri prostem padanju skozi zrak in napetost, pri kateri se kapljica ustavi, lahko določimo mnogokratnik osnovnega naboja. Drugi način pa je, da majhno kapljico premikano z napetostjo U=dE v pozitivni in negativni smeri težnostnega pospeška. Ko se hitrosti ustali velja enakost sil:

$$\frac{4\pi}{3}r^{3}(\rho - \rho_{zr})g \pm |n|e_{0}E = \pm 6\pi r\eta v_{\pm}$$
 (3)

Hitrosti  $v_+$  in  $v_-$  sta hitrosti premikanja v pozitivni in negativni smeri težnostnega pospeška in ju lahko izmerimo. Na njihovi podlagi določimo radij kapljice

$$r^2 = \frac{9\eta(v_+ - v_-)}{4g(\rho - \rho_{zr})} \tag{4}$$

in absolutno vrednost večkratnika naboja  $n\colon$ 

$$|n|e_0 = \frac{3\pi r\eta}{E}(v_+ + v_-) \tag{5}$$

# Naloga

- Izmeri hitrosti gibanja kapljic v gravitacijskem in električnem polju.
- Iz meritev izračunaj velikosti kapljic in njihov naboj ter določi osnovni naboj.

## Potrebščine

- $\bullet$  Millikanov aparat: kondenzator z razmikom  $d=5(1\pm0.02)$ mm, razpršilec z oljem ( $\rho=0.973gcm^{-3}),$  LED za osvetljevanje
- mikroskop s kamero, ki je priključena na računalnik
- usmernik za 300V
- preklopnik smeri napetosti
- $\bullet$  voltmeter

### Navodilo

Vklopim računalnik in napajalec za belo LEDico, ki osvetljuje notranjost kondenzatorja. Oljne kapljice s stiskom gumijastega balona razpršilca vbrizga, skozi luknjico na zgornji plošči kondenzatorja, ki jih na temnem zaslonu opazim kot svetle točke. Nabite kapljice lahko spuščam gor ali dol s spreminjanjem napetosti preko usmernika za 300V. Posnamem zaslon po prvem in drugem načinu to analiziram preko programa, ki mi potem izračuna hitrost izbrane kapljice, kar si zapišem.


# Obdelava podatkov

Za račun potrebujem tudi gostoto olja, zraka ter njegovo viskoznost:

$$\begin{split} \rho &= (973 \pm 1) \, \mathrm{kg/m^3}, \\ \rho_{zr} &= (120 \pm 5) \, \mathrm{kg/m^3}, \\ \eta_{zr} &= (18.3 \pm 0.1) \, \mu \mathrm{Pas} \end{split}$$

Za prvi način imamo sledeče podatke pri napetosti U=154mV in graf:


$v[\mu \text{m/s}]$	r[nm]	$q[1.602 \cdot 10^{-19} \text{As}]$
13.4	363.2	0.3
13.6	365.9	0.3
17.7	417.4	0.5
42.0	643.0	1.9
24.8	494.1	0.9
30.4	547.0	1.2
27.1	516.5	1.0
24.6	492.1	0.8
22.8	473.8	0.8
8.8	293.5	0.2
29.9	542.5	1.1
41.3	637.6	1.8
51.5	712.0	2.6
56.3	744.5	2.9
27.7	522.2	1.0
34.2	580.2	1.4
50.3	703.7	2.5



Slika 1: Histogram prikazuje točke velikosti naboja. Lahko opazim štopnice", ki so mnogokratniki osnovnega naboja.

Za drugi način imam sledeče podatke pri napetosti U=134mV:

$v_+[\mu m/s]$	$v_{\rm -}[\mu {\rm m/s}]$	r[nm]	$q[1.602 \cdot 10^{-19} \text{As}]$
70.1	23.8	477.4	1.7
67.8	26.4	451.4	1.7
73.0	34.2	437.0	1.8
68.7	29.2	440.9	1.7
59.7	14.5	471.7	1.4
72.0	56.8	273.5	1.4
63.7	23.0	447.6	1.5
67.5	4.6	556.4	1.6
65.7	26.4	439.8	1.6
70.5	0.7	586.1	1.6
72.8	1.2	593.6	1.7
99.6	37.4	553.3	3.0
103.4	39.2	562.1	3.1
106.1	18.0	658.5	3.2



Slika 2: Histogram prikazuje točke velikosti naboja. Štopnice" oz. mnogokratniki osnovnega naboja so tukaj slabše vidni.

Iz grafa 2 preberem, da je vrednost osnovnega naboja okoli  $q_0 = (1.5 \pm 0.3) 1.602 \cdot 10^{-19} As.$